

Byte av leverantör för analys av hudantikroppar (anti-dsg1, anti-dsg3, anti-BP180)

Laboratoriet för klinisk immunologi har bytt leverantör av kit för analys av antikroppar mot desmoglein-1, desmoglein-3 och BP180. Bytet innebär att referensvärdena ändras och i det nya kitet ligger enligt följande:

Dsg-1: <20 U/ml tolkas negativt
≥20 U/ml tolkas positivt

Dsg-3: <20 U/ml tolkas negativt
≥20 U/ml tolkas positivt

BP180: <20 U/ml tolkas negativt
≥20 U/ml tolkas positivt

Således ligger referensvärdena för alla tre typer av antikroppar på samma nivå och vi hoppas att dessa förändringar kommer att förenkla tolkningen av resultatet och därmed höja kvaliteten på analysen. Vid frågor eller kommentarer hör gärna av er till laboratoriet.

/Ann-Sofie Liedberg
Specialistläkare Klinisk Immunologi
Göteborg 2010-02-03