

Göteborg 100601

Ny metod för analys av komplementfaktor C3d.

Laboratoriet för klinisk immunologi inför 10-06-01 analys av C3d med nefelometri. Tidigare har C3 och C4 analyserats med nefelometri, medan C3d analyserats med radiell immundiffusion. Förändringen innebär att svarstiden för alla tre faktorerna kommer att bli avsevärt mycket kortare än idag.

Referensvärdet för C3d kommer att bli < 6 mg/L istället för < 25 mg/L.

Vid ytterligare frågor kontakta gärna laboratoriet, se kontaktuppgifter nedan.

Bengt Andersson

Överläkare

Ansvarig för sektionen för Immunbristutredning

Telefon: 031-342 47 18