


Göteborg 2010-04-23

## Precipiterande antikroppar - undulatserum

Precipitinanalyserna sker jämfört med de flesta andra in vitro analyser i makroskala och kräver stor tillgång på antigen. Vissa antigen är mycket svåra att få fram. Nu har exempelvis undulatserum tagit slut. Lång erfarenhet visar emellertid att kombinationen undulathud, undulatfaeces och undulatfjädrar är heltäckande vid misstanke om fågelalveolit orsakad av undulat. Därför kan vi fortsättningsvis bibehålla samma diagnostiska precision även utan undulatserum.



/Ann-Sofie Liedberg  
Specialistläkare Klinisk Immunologi